

Краткая инструкция по отбору мазков со слизистой ротовой полости

Наборы для отбора мазков со слизистой ротовой полости Вы можете заказать в лаборатории Genomia в он-лайн системе (в системе заказов Вам будет выделен номер образца, которым Вы можете пользоваться для однозначной идентификации обследуемого животного), по электронной почте или по телефону. Допускается применение и собственных стерильных наборов для отбора мазков со слизистой.

Мазок со слизистой ротовой полости отбирает владелец животного или ветеринарный врач, который одновременно может заверить правильность отбора образца.

Набор для отбора мазков с ротовой полости, применяемый лабораторией Genomia, содержит:

- 2 стерильные щеточки (2 мазка от одного животного)
- конверт прямоугольной формы для щеточек
- конверт-пакет с прослойкой из пузырчатой пленки с обратным адресом

Порядок отбора мазков слизистой ротовой полости:

Рекомендация: В данный момент отбирайте образцы лишь от одного животного. В случае отбора образцов от нескольких животных в одно и то же время необходимо полностью завершить отбор образцов от одного животного и только после этого переходить к отбору образцов от другого животного, для предотвращения взаимной контаминации образцов.

1. На прилагаемый прямоугольный конверт разборчиво напишите однозначную идентификацию обследуемого животного (номер образца (если был выделен), кличку животного и т.д.).
2. Ротовая полость животного перед отбором образцов должна быть чистой. Желательно, чтобы за 15 мин. до отбора образцов животное не ело и не пило.
3. Извлечь стерильную щеточку из упаковки. Не дотрагивайтесь щетинок щеточки! Следите, чтобы щетинки щеточки не коснулись иной поверхности, кроме ротовой полости обследуемого животного.
4. Щеточку разместите между щекой и челюстью животного и проведите отбор мазка (10 вращательно-поступательных движений). Постарайтесь, чтобы щеточка со всех сторон коснулась слизистой оболочки внутренней стороны щеки животного. Не берите мазки с языка, не собирайте слюну. Мазок должен содержать видимое количество клеток.
5. Щеточка должна просохнуть на воздухе, необходимо держать щеточку на весу. На влажной щеточке по пути в лаборатории может начаться процесс гниения.
6. Сухую щеточку положить в подписанный прямоугольный конверт.
7. Повторить порядок действий, описанный в п. 3-6, со второй щеточкой. Обе щеточки положите в один конверт и заклейте конверт.
8. Подписанный прямоугольный конверт вложите в конверт-пакет с обратным адресом и отправьте почтой по адресу:
Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, Česká republika

Порядок отбора мазков со слизистой у особей на грудном вскармливании.

При отборе мазков слизистой ротовой полости у особей на грудном вскармливании возможно загрязнение образца клетками матери. Также облизывание животными друг друга может привести к искажению результата обследования!

Обращаем Ваше внимание на то, что тестируемую особь перед отбором образцов как минимум 30 минут должны быть без контакта с матерью и остальными животными, а только потом отобрать мазок.

Предупреждение: Организации, занимающиеся разведением животных (питомники), могут иметь специфические требования к отбору образцов. Питомник может не признать отбор образцов, у которых независимая организация не подтвердила идентичность особи.

